



→ CFI Plan Apochromat
Lambda D 4X



MRD70040
Plan Apochromat
Hellfeld
Luft
4X
0.2
20
0–0.17



	CFI Plan Apochromat Lambda D 4X
Hellfeld	empfohlen für beste Ergebnisse
Dunkelfeld	
DIC	
Fluoreszenz (sichtbar)	empfohlen für beste Ergebnisse
Fluoreszenz (UV)	
Fluoreszenz (NIR)	empfohlen für beste Ergebnisse
Polarisieren	
Polarisation Methode	
Phasenkontrasting	
Phasenkontrast Art	
	CFI Plan Apochromat Lambda D 4X
Korrektionsring	
Gefedert	
Iris	
Langer Arbeitsabstand	
TI2-E PFS-kompatibel	✓
	CFI Plan Apochromat Lambda D 4X
Asbest	
geklärtes Gewebe	
Klinisch / Labor	✓
Konfokal	✓
Ausbildung	
Laser-Falle/-Pinzette	
Multiphotonen	
SIM	
STORM	
Forschung	✓
TIRF	
Gewebekultur	