


→ CFI S Plan Fluor
ELWD ADL 60XC



Artikelnummer	MRH48600
Typ	Super Plan Fluor
Primärtechnik	Apodisierter Phasenkontrast
Immersionsmedium	Luft
Vergrößerung	60X
Numerische Apertur	0.7
Arbeitsabstand	2.6–1.8
Deckglasdicke	0.1–1.3

CFI S Plan Fluor
ELWD ADL 60XC

Diagramm
(mm)



	CFI S Plan Fluor ELWD ADL 60XC
Hellfeld	geeignet
Dunkelfeld	Universalkondensor (trocken) und Dunkelfeldring, Dunkelfeldkondensor (trocken/Öl)
DIC	
Fluoreszenz (sichtbar)	geeignet
Fluoreszenz (UV)	geeignet
Fluoreszenz (NIR)	
Polarisieren	
Polarisation Methode	
Phasenkonstraining	•PH2
Phasenkontrast Art	ADL
	CFI S Plan Fluor ELWD ADL 60XC
Korrektionsring	✓
Gefedert	
Iris	
Langer Arbeitsabstand	✓
Ti2-E PFS-kompatibel	
	CFI S Plan Fluor ELWD ADL 60XC
Asbest	
geklärtes Gewebe	
Klinisch / Labor	
Konfokal	
Ausbildung	
Laser-Falle/-Pinzette	
Multiphotonen	
SIM	
STORM	
Forschung	✓
TIRF	
Gewebekultur	✓

