



→ CFI Plan Floor
100X Oil



CFI Plan Fluor
100X Oil

Diagramm
(mm)



Kurve

	CFI Plan Fluor 100X Oil
Hellfeld	empfohlen für beste Ergebnisse
Dunkelfeld	
DIC	geeignet
Fluoreszenz (sichtbar)	empfohlen für beste Ergebnisse
Fluoreszenz (UV)	empfohlen für beste Ergebnisse
Fluoreszenz (NIR)	
Polarisieren	geeignet
Polarisation Methode	Einfache POL
Phasenkontrasting	
Phasenkontrast Art	

	CFI Plan Fluor 100X Oil
Korrektionsring	
Gefedert	✓ with stopper
Iris	
Langer Arbeitsabstand	
TI2-E PFS-kompatibel	✓

	CFI Plan Fluor 100X Oil
Asbest	
geklärtes Gewebe	
Klinisch / Labor	
Konfokal	
Ausbildung	
Laser-Falle/-Pinzette	
Multiphotonen	
SIM	
STORM	
Forschung	✓
TIRF	
Gewebekultur	

